

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Красноярский государственный медицинский  
университет имени профессора В.Ф. Войно -Ясенецкого»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Фармацевтический колледж

## Дневник

Учебной практики  
по МДК «Теория и практика лабораторных общеклинических исследований»

*Александровой Виктории Александровны*

ФИО

Место прохождения практики

*Фармацевтический колледж*

(медицинская организация, отделение)

с «*15*» июня 202*2* г. по « » июня 202 г.

Руководители практики:

Общий – Ф.И.О. (его должность) \_\_\_\_\_

Непосредственный – Ф.И.О. (его должность) Букатова Е.Н.

Методический – Ф.И.О. (его должность) \_\_ Букатова Е.Н.

Красноярск, 202*2*

## Содержание

1. Цели и задачи практики
2. Знания, умения, практический опыт, которыми должен овладеть студент после прохождения практики
3. Тематический план
4. График прохождения практики
5. Инструктаж по технике безопасности
6. Содержание и объем проведенной работы
7. Манипуляционный лист (Лист лабораторных / химических исследований)
8. Отчет (цифровой, текстовой)

### Тематический план по дням.

**1. День** : работа с нормативными документами деятельности КДЛ. Техника безопасности при работе с биологическим материалом. Подготовка материала к общеклиническим исследованиям:

- прием, маркировка, регистрация биоматериала.
- определение физических свойств мочи: количество, цвет, прозрачность, осадки и реакцию мочи (с помощью универсальной индикаторной бумаги и с жидким индикатором по Андрееву).
- подготовить рабочее место для исследования мочи по Зимницкому;

Провести и оценить пробу Зимницкого.. **Организация рабочего места:**

- приготовление реактивов, подготовка оборудования, посуды для исследования.
- провести качественное определение белка в моче;

**2 День:** определить количество белка методом Брандбурга-Робертса-Стольников.

- определить количество белка в моче турбидиметрическим методом с 3% ССК.
- определить количество белка в моче с Пираголюловым красным.
- определить наличие глюкозы в моче методом Гайнеса-Акимова и с помощью экспресс-тестов.
- провести качественное и количественное определение белка и глюкозы в моче. выявить наличие ацетоновых тел в моче пробой Ланге, экспресс-тестами.

- **3 День:** определить уробилин в моче пробой Флоранса и экспресс-тестами;

- определить билирубин в моче пробой Розина, Гаррисона-Фуше и экспресс-тестами.
- определить наличие кровяного пигмента в моче амидопириновой пробой и экспресс-тестами.

**4 День:** - приготовление препаратов для микроскопии,

- приготовить препарат для ориентировочного исследования осадка мочи;
- подсчет количества форменных элементов в 1мл мочи;

**5 День** – самостоятельное проведение ОАМ; мочевого синдрома; работа на анализаторе мочи.

**6 День:** определение кислотности желудочного сока методом Михаэлиса и Тепффера (титрование).

- определение кислотной продукции желудка.
- обнаружение молочной кислоты в желудочном соке.
- определение ферментативной активности желудочного сока.

Оформление отчетной документации: дневника, отчетов, характеристики

**Дифференцированный зачет**

### **Цели и задачи практики:**

1. Закрепление в учебных условиях профессиональных умений и навыков по методам общеклинических исследований.
2. Расширение и углубление теоретических знаний и практических умений по методам общеклинических исследований.
3. Повышение профессиональной компетенции студентов и адаптации их на рабочем месте, проверка возможностей самостоятельной работы.
4. Осуществление учета и анализ основных клинико-диагностических показателей, ведение документации.
5. Воспитание трудовой дисциплины и профессиональной ответственности.
6. Изучение основных форм и методов работы в общеклинических лабораториях.

### **Программа практики.**

В результате прохождения практики студенты должны уметь самостоятельно:

1. Организовать рабочее место для проведения лабораторных исследований.
2. Подготовить лабораторную посуду, инструментарий и оборудование для анализов.
3. Приготовить растворы, реактивы, дезинфицирующие растворы.
4. Провести дезинфекцию биоматериала, отработанной посуды, стерилизацию инструментария и лабораторной посуды.
5. Провести прием, маркировку, регистрацию и хранение поступившего биоматериала.
6. Регистрировать проведенные исследования.
7. Вести учетно-отчетную документацию.
8. Пользоваться приборами в лаборатории.
9. Выполнять методики определения веществ согласно алгоритмам

**По окончании практики студент должен  
представить в колледж следующие документы:**

1. Дневник с оценкой за практику, заверенный подписью общего руководителя
2. Характеристику, заверенную подписью руководителя практики

3. Текстовый отчет по практике (положительные и отрицательные стороны практики, предложения по улучшению подготовки в колледже, организации и проведению практики).
4. Выполненную самостоятельную работу.

**5. В результате учебной практики обучающийся должен:**

**Приобрести практический опыт:**

- определения физических и химических свойств,
- микроскопического исследования биологических материалов: мочи, желудочного сока.

**Освоить умения:**

- проводить все виды исследований с соблюдением принципов и правил безопасной работы;
- проводить стерилизацию лабораторной посуды и инструментария;
- дезинфекцию биологического материала;
- оказывать первую помощь при несчастных случаях;
- готовить биологический материал, реактивы, лабораторную посуду оборудование;
- проводить общий анализ мочи: определять ее физические и химические свойства, приготовить и исследовать под микроскопом осадок;
- проводить функциональные пробы;
- проводить дополнительные химические исследования мочи (определение желчных пигментов, кетонов и пр.);
- проводить количественную микроскопию осадка мочи;
- работать на анализаторах мочи.

**Знать:**




- основы техники безопасности при работе в клинко-диагностической лаборатории; нормативно-правовую базу по соблюдению правил санитарно-эпидемиологического режима в клинко-диагностической лаборатории; - задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности в лаборатории клинических исследований;
- основные методы и диагностическое значение исследований физических, химических показателей мочи; морфологию клеточных и других элементов мочи;
- физико-химический состав содержимого желудка; изменения состава содержимого желудка.

### Тематический план 2/4 семестр

№	Наименование разделов и тем практики	Всего часов
1	<b>Ознакомление с правилами работы в КДЛ:</b> - изучение нормативных документов, регламентирующих санитарно-противоэпидемический режим в КДЛ:	2
2	<b>Подготовка материала к общеклиническим исследованиям:</b> - прием, маркировка, регистрация биоматериала. - определение физических свойств мочи: количество, цвет, прозрачность, осадки и реакцию мочи (с помощью универсальной индикаторной бумаги и с жидким индикатором по Андрееву). - подготовить рабочее место для исследования мочи по Зимницкому; - Провести и оценить пробу Зимницкого.	4
3	<b>Организация рабочего места:</b> - приготовление реактивов, подготовка оборудования, посуды для исследования	2
4	<b>Определение общеклинических показателей в биологических жидкостях, микроскопическое исследование осадка мочи:</b> - провести качественное определение белка в моче; - определить количество белка методом Брандберга-Робертса-Стольникова. - определить количество белка в моче турбидиметрическим методом с 3% ССК. - определить количество белка в моче с Пирагололовым красным. - определить наличие глюкозы в моче методом Гайнеса-Акимова и с помощью экспресс-тестов. - провести качественное и количественное определение белка и глюкозы в моче. - выявить наличие ацетоновых тел в моче пробой Ланге, экспресс-тестами. - определить уробилин в моче пробой Флоранса и экспресс-тестами; - определить билирубин в моче пробой Розина, Гаррисона-Фуше и экспресс-тестами. - определить наличие кровяного пигмента в моче амидопириновой пробой и экспресс-тестами. - приготовление препаратов для микроскопии, - приготовить препарат для ориентировочного исследования осадка мочи; - подсчет количества форменных элементов в 1мл мочи; - работа на анализаторе мочи; - определение кислотности желудочного сока методом Михаэлиса и Тепффера (титрование). - определение кислотной продукции желудка. - обнаружение молочной кислоты в желудочном соке. - определение ферментативной активности желудочного сока.	16
5	<b>Регистрация результатов исследования.</b>	2
6	<b>Выполнение мер санитарно-эпидемиологического режима в КДЛ:</b> - проведение мероприятий по стерилизации и дезинфекции лабораторной посуды, инструментария, средств защиты;	6

	- утилизация отработанного материала.	
Вид промежуточной аттестации	Дифференцированный зачет	4
Итого		36

## График прохождения практики.

№ п/п	Дата	Часы	оценка	Подпись руководителя.
1	13.06.22	8:00 - 15:20	5(от)	
2	13.06.22	8:00 - 15:20	праздничный день	
3	14.06.22	8:00 - 15:20	5(от)	
4	15.06.22	8:00 - 15:20	5(от)	
5	16.06.22	8:00 - 15:20	5(от)	
6	17.06.22	8:00 - 15:20	5(от)	

# 1. День учебной практики.

Задача №1. Приготовить документ по ТБ:

- СанПиН 2.1.7.2780-10, "Санитарно-гигиенические требования к обращению с медицинскими отходами".
- Приказ №408 "МЗ СССР от 12.07.89, "О мерах по совершенствованию безопасности вирусными клеточными".
- Приказ №170 МЗ РФ от 16.08.94, "О мерах по совершенствованию профилактики и лечения ВИТ инфекции в РФ".

Задача №2. Таблица физ-а св-в в норме при патологии

Физ-е св-во	Норма	Патология
Кол-во мочи	0,8 - 2,5 л.	более 2 л. - более 0,8 л. (полиурия) (олигурия) - ОПН, острый пиелонефрит. при ХПН, миеломе, рае. почек.
Цвет мочи	соломенно-желтый	белый - ОПН, лейкоциты в осадке, гематурия (выс-е кетч-е пил.); - желтый/коричневый (низкая кон-е пил.); - красный (незначительная кровь) - "красная моча"; - "мешки поваров" (гем-е кровь); - "пена" - дислипид.
Прозрачность	прозрачная	- помутн. белок. мутноватая, мутная.
Реакция мочи	слабокислая / нейтральная (5,0 - 7,0)	кислая (инфекция), щелочная (более 7,0) - кам. болезнь, пиелонефрит.
Осадок	-	-
Относительная плотность	от 1,005 до 1,030.	- более 1,030. (сах. диабет); - менее 1,005 (полиурия, ХПН).
Запах	резкий ам-й запах.	- аммиачный запах (инфекция) - запах в моче при фруктах - ацидоза моча.

Задача №6. Оценить физическое св-во мочи.

Кол-во	0,08 л	
Цвет мочи	"мешки поваров" п.	
Реакция мочи	8,5 щелочная	п.
Относительная плотность	1,019	п.

Заключение: цвет "мешки поваров" (значительная кровь), щелочная реакция, средняя плотность о возможной патологии: пиелит

Задача №3. Цель назначения проб Зимницкого

1. Цель: Для оценки: концентрации и выделительной способности почек.
2. Варианты назначения по пробам Зимницкого:
  1. Устойчивые нарушения ритма ритма проб Зимницкого
  2. Основные показатели ритма проб Зимницкого

1. Цель: Для оценки: концентрации и выделительной способности почек.

2. Устойчивые, - полная потеря почками концентрирующей способности;
  - Типостенурия - резкое нарушение кон-е способности почек.
  - Никстурия - кон-е способность почек незначительно нарушена.

Результат нарушения концентрации и максимальной плотности (всем мочам в 16- Нормальная концентрирующая способность почек (сахарная)

3. - Дневной диурез
  - Ночной диурез;
  - Вечерний диурез: ночной диурез  $\geq \frac{1}{2}$  (или)
  - Суточный диурез;
  - В среднем 2-3 л в сутки (норма);
  - Max; - Min; - Max-min ( $\geq 16$ )

- Устойчивые
- Типостенурия
- Никстурия



Практическая работа.

Физиология в-ва мочи. Амур

Амурка

гек-мал

Св-ва	Моча № 4	Моча № 2	Моча № 3
Кол-во / су-резу	250 мл / 900 мл н.	250 мл / 350 мл н.	250 мл / 600 мл н.
Цвет мочи	соломенно-желтый н	бурый н	красный мутный помес н.
Прозрачность	прозрачная н	прозрачная н	мутная н.
Осадок	<del>н</del>	-	-
Реакция мочи	щелочная н.	щелочная н	≥ 9,0 щелочная н.
Относительная плотность	1,015 н.	1,025 н	1,026 н

Заключение по моче № 4 Щелочная реакция, <sup>сравнительно менее</sup> остальные показатели в норме.

Заключение по моче № 2 помутнение (измененный цвет); бурый цвет (низкая концентрация); щелочная реакция свидетельствует о возможной патологии: мочеферрит.

Заключение по моче № 3 соломенный цвет, мутная помесь (измененный цвет); щелочная реакция свидетельствует о возможной патологии: мочеферрит.

Проба Зимницкого № 1

Время	Кол-во мл!	Отн. плотность	Характер	Плотность
6-9	125	1,010	Ночной диурез	605
9-12	175	1,010	Ночной диурез:	600
			Ночной диурез	$\frac{605}{600} \approx 1,00 \approx \frac{1}{1}$ н.
12-15	80 мл	1,012	Дневной диурез	1205
15-18	225	1,010	В среднем % от общей диурезы	150% н.
18-21	145	1,011	Макс	1,016
21-24	205	1,016	Мин	1,010
0-3	110	1,013	Макс-мин	6 н.
3-6	140	1,010	Изостенурия	-
Кол-во впитанной жидкости: 800 мл.			Гипостенурия	-
			Нипстурия	-

800 - 100%  
1205 - X

Заключение: изменение соотношения между дневным и ночным диурезом, ~~бурый цвет~~ изменение относительной плотности мочи по отношению к впитанной жидкости более 100%; разница между максимальной и минимальной относительной плотностью менее 16. Свидетельствует о нарушении концентрационной способности.

## 2 день учебной практики.

Визуальной контроль.

Термины. Вариант 3.

1. Астроархивальные пролинурии - наличие бляшек в мочу, внепочечного происхождения (сосудистые бляшки).
2. Проба с 20% ЕСК используется для качественного определения бляшек в моче, по принципу реакции свертывания бляшек с паутинным.
3. Цистинурия - оптометрическая плотность во всех 8-ми порциях мочи равняется опти. плотности мидии крови (1,010 - 1,011).
4. Механическая опухоль - это прекращение вырабатываемые мочи в связи с перекрытием мочеотводящих путей опухолью или камнем.
5. Цвет "ива". Наблюдается при билирубинурии.

Опр-е кол-ва бляшек методом  
Брандербера-Кабета-Степьяникова.

Принцип: При нанесении мочи на раствор азотной кислоты на границе жидкой образуется кольцо из ренатурированного бляшка. Чем больше бляшек, тем быстрее обр-ся кольцо и тем оно ярче выражено. При одержании бляшек 0,033 г/л нителверное кольцо образуется между второй и третьей минутами.

Реактивы:

1. Реагент Ларсенковей

Характеристики:

- Мутность мочи фильтруют
- Визуально судят об исп-то продуциров. центриф. проб) называют 4-ми реактиве варианты
- Сторонки с в мочом 15 сек.) называют на реактив Лар. 4-ми профинит мочи.
- Засекают время.
- На сером фоне в тускл-ем свете наблюдают за появлением кольца на границе жидкости в течение 4-х минут. Отмечают время появления кольца и его характер.
- Если нителверное кольцо появилось между второй и четвертой минутами, то определение считают законченным и регистрируют кол-во бляшек по формуле.
- Если нителверное кольцо появилось сразу после нанесения (на первой минуте), то необходимо разбавить мочу в 2 раза (1 часть мочи + 1 часть воды) и повторить нанесение с разбавленной мочой.
- Если сразу после нанесения появилось широкое, рыжее кольцо, необходимо разбавить мочу в 4 раза (1 часть мочи и 3 части воды) и повторить опр-е с разбавленной мочой.
- Если сразу после нанесения появилось кошачье кольцо, мочу необходимо развести в 8 раз (1 часть мочи + 7 частей воды) и повторить нанесение.
- Разведение проводят таким образом, чтобы нителверное кольцо появилось между второй и четвертой минутами. Каждое последующее разведение готовят из предыдущего.

Расчет количества бляшек в моче ведут по формуле:

количество бляшек = 0,033 г/л · разведение · поправку.

Поправку находят по таблице в зависимости от времени появления кольца.

### Задача № 8

- Нитробензольное кольцо
- Подвешено сразу на все нити (на первой петле)
- После разбивки в 2 раза (4 часть нити + 4 часть воды)
- Подвешено нитробензольное кольцо через 3 минуты.

$$\text{Количество бема} = 0,033\% \cdot 2 = 1 = 0,066 \quad \%$$



Задача № 2. Оценить физико-химические свойства, среднее значение температуры

### Задача № 21.

Кол-во 0,2 л.

Цвет тьма H.

Бесок - H

Генератор - H

Реакция pH = 7,0 H

Опт. плотность 1,021 H

Уробилин - H.

Билирубин +++ H.

Заключение: цвет "тьма" (наличие билирубина), билирубинурия, отсутствие уробилина, свидетельствует о возможной патологии мезантеальной желтухи



# Задание №1. Составить таблицу методов химического исследования слюны.

В-во	Показатели в норме и при патологии	Методы опр-е. качественные	Методы количественной опр-е
Белок	В норме до 0,033 г/л. - белок-патология. Протеинурия: почечная (сфрукт. е менее 1 г/л, органическая более 1 г/л) <del>и</del> или при воспалительных процессах, миеломе, амилоидозе, ХПН, нефротический синдром, висцеротоксикация (смерть 1 г/л) при хрон. уретр. камни	- Проба с 20% ССК: 20% р-р - р 20% ССК 3-4 капли; - Качественная проба Гейера; - Реактив Ларионов-Сол 1 мл или 50% р-р и т.д. - Экспресс-тест.	- Турбидиметрический метод (по мутности) с 3% ССК; - 3% р-р ССК (3,75 мл) - 0,9% р-р хлорида натрия - 1% р-р ацетатной кислоты - Спирометрический метод: - р-р. реагента: тур. кр. 1 мл - калибровочный раствор белка в воде р-р (20 мл)
Глюкоза	В норме не обнаруживается. Появление глюкозурии, сопровождается полиурией. Инсулинозависимая при сахарном диабете; инсулинонезависимая при ожирении и т.д. В норме в слюне глюкозы в норме 3,3-5,5 ммоль/л	- Метод Гейтеса-Аммилова: - Реактив Г-А (3-4 кап.) - Экспресс-тест (научки)	- Метод Альтгаузена: - 10% р-р глюкозы (1 мл) - 5% р-р хлорида натрия
Ацетонамины (ацетон, ацетонкислоты к-та, β-кетоацидная к-та)	В норме в слюне нет. Появление при сахарном диабете. Экспресс-тест при наличии глюкозурии или кетоацидоза	- Унифицированная проба прелле-Ланге; 1 капля слюны + 25% аммиак - Экспресс-тест - Молекулярная диагностика	по стандартным методам: - Экспресс-тест. - Молекулярная диагностика

## Организация работы лаборанта при опр-е физиологич-хим-го исследования.

Для опр-е белка:

- 20% ССК;
- реактив Ларионовской;
- экспресс-тест.

Кал. 20!

- 3% ССК;
- 0,9% хлорид натрия (физ. р-р)
- спирометрический метод
- калибровочный раствор белка
- вода дистиллированная

Для качественного опр-е глюкозы:

- реактив Гейтеса-Аммилова; жидк. тест.

Для кол-вного опр-е гл.:

- 10% р-р редкого натрия.

Для опр-е ацетона:

- унифицированная проба прелле-Ланге;
- уксусная кислота;
- аммиак 25%;
- экспресс-тест.

Для опр-е физ. св-в:

- уринеур;
- уринеур 5 мл;
- спирометрический метод
- рефрактометр;
- белок-бланк;
- ФЖ;
- белок-бланк.
- калибровочный раствор;
- воронка.

# Протоколные работы

	трафика	Андрейка, Г-А, Гелера	Андрейка, Г-А, 20% сек
В-во	Моча №1	Моча №2	Моча №3
Кол-во / Суточный диурез	250 мл / 900 мл Н	200 мл / 3 л Н	200 мл / 600 мл Н
Цвет	солнечно-желтый Н	буржестый Н	<del>красный</del> желтые - песок Н
Прозрачность	мутноватая Н	прозрачная Н	прозрачная Н
Осадок	- Н	-	весь
Реакция	5,0 <sup>слабо</sup> кислая Н	щелочная Н	щелочная Н
Относительная плотность	1,013 Н	1,027 Н	1,021 Н
Белок	-	-	+ ε = 0,051 0,48 г/л Н
Глюкоза	-	-	-
Ацетон			

Замечание №1: Все показатели в норме.

Замечание №2: полиурия, буржестый цвет (низкая конч.-элементов), кислая реакция, свидетельствует о возможной патологии: сахарный диабет.

Замечание №3: олигурия, желтые осадки (измененная кровь), щелочная реакция, протеинурия, свидетельствует о возможной патологии: нефрит.


Т. Ю.

## Задание №1. Роль определения доминантными методами.

Составить таблицу патологических веществ и методов их определения:  
 Доп. методы - методы, проводимые по специальным показаниям в моче или при продуцировании (сп-с кетоновых тел, уробилина, билирубина, гематобина, триптофилов) в моче.

В-во	Нормы и Патологии	Методы определения
Уробилин	В моче ср. не в небольшом кол-ве. Повышенные содержания - уробилинурия. Паренхиматозная желтуха и гемолитическая желтуха.	- Проба Фелера: • серная кислота конч.-е; • уксусный эфир; • соляная кислота конч.-е. Тест - помехи.
Билирубин	В моче не содержится. Билирубурия при паренхиматозной и механической желтухе.	- Проба Ротко: • 2% спиртовой р-р йода или р-р йода - Проба Гарибонди-Фулле: • 15% р-р хлорида бария) • реактив Фулле
Гематобин	В моче нет. Гематурия - гематобин без эритроцитов.	- Амидоцириновое проба: • 5% спиртовой раствор амидоцирина с 8-10 каплями • уксусная к-та конч.-е; (2мл) • уксусный эфир; (3-4мл) • 3% р-р перманганата калия (8-10 капель). - Гемотест.
Эритроциты (красной пигмент)	Отсутствует. Гематурия, микрогематурия, почечные - цисты, венозные - мочевыводящие.	- Макроэритроцитическое исследование осадка мочи, - амидоцириновое проба - тест

## Задание №2. Составить схему обмена пигментов в организме (с указанием в во и где он находится).



Задача №12

Оценить физиологические св-ва, указать патологии, описать возможные термины.

Кол-во 0,34. Ветви п.  
 Цвет "мелкий палец" п.  
 Реакция резко кислая п.  
 От. плотность 1,028 п.  
 Бесок 4/4 п.  
 Глюкоза — п.

Уробилин и билирубин не обнаружены, к темнокрасному цвету.

Дополнительный метод: спир-е "мелкий палец", из-за цвета "мелкий палец".

Эти: не требуется?

Заключение: анурия, цвет "мелкий палец" (интенсивная кровь), резко кислая реакция, протенурия, анурия (трихуритурия) свидетельствует о возможной патологии: острый пиелонефрит.

Практическая работа:

Андреева, Г-А, Галеева  
 Моча № 2

Андреева, Г-А, Галеева  
 Моча № 3

Андреева, Г-А, Галеева  
 Моча № 4

Св-ва	Андреева, Г-А, Галеева Моча № 2	Андреева, Г-А, Галеева Моча № 3	Андреева, Г-А, Галеева Моча № 4
Кол-во/суточный диурез	200 мл / 19 п.	200 мл / 600 мл п.	200 мл / 1,2 л п.
Цвет	бурый п.	красный п.	крепкий чай п.
Прозрачность	прозрачная п.	мутная п.	мутноватая п.
Осадок	нет	нет	нет
Реакция	кислая п.	0,5 слабощелоч. п.	щелочная п.
Относительная плотн.	1,036 п.	1,020 п.	1,016 п.
Бесок	—	+ E=0,368, C=вопрос п.	+ 0,857 4/п. п.
Глюкоза	—	—	— п.
Уробилин	⊖	—	++ 17, ммоль/л
Билирубин	—	—	—
Кровяной пигмент	—	+ ≥ 25 при анализе	—

Заключение №2: анурия, бурый цвет (низкая кол-ва пич.), кислая реакция, трихуритурия, свидетельствует о возможной патологии: сахарный диабет.

Заключение №3: анурия, красный цвет (интенсивная кровь), протенурия, трихуритурия, свидетельствует о возможной патологии: мочекаменная болезнь.

Заключение №4: цвет "крепкий чай", (увеличение уробилина) щелочная реакция, протенурия, уробилинурия, свидетельствует о возможной патологии: желтушная лихорадка.

ⓐ

День учебной практики.

Задание №1. Составить таблицу элементов организованной и неор. осадков мела.

Элемент	Морфология	Показатели в норме и при патологии
Эритроциты	Клейкоциты - сохраняющие свой типичный вид при центрифугировании. Зерна желтого цвета без ядра и зернистости. Наличие двойной контуры.	Многослойно оседает, мазок (10-3) в препарате. Темпурные: макроцит., микро. Поглощают гем. зерна перитинит (макро-, микро-, мезо- и ретикулы). Внешне имеют при восп. заб. мазок путей (мелкозернистый, зернистый).
Лейкоциты	Бесцветные лейкоциты в 1,5-2 раза крупнее эритроцитов, в основном нейтрофилов.	Лимфоциты - 0-3 в п/зр. Увеличены - 0-5 в п/зр. Лейкоцитарные - увеличение количества. Плуриформные - более 60-100 в п/зр.
Тучклеточные клетки	Появляются при воспалении. Округлой ф. в 5-10 р. круп. мазок, бесцветные, мелкозернистые. Поглощают уретру, нар. пол. органы, влагалища. Клетки переходного типа: тучклет., тучклет., тучклет. и тучклет. желтого цвета, боковые ядра. Поглощают уретру, мочеточник, пожелтение мочевого пузыря. Поглощают тучклеточные клетки, клетки тучклет. в 1,5-2 р. круп. мазок. При уретр. и отторжении эп. от тучклеточных клеток.	Клетки тучклеточные и переходные тучклеточные при воспалении. В мазке встречаются в 1,5-2 р. в п/зр. Клетки тучклеточные тучклеточные в мазке встречаются в 1,5-2 р. в п/зр. Клетки тучклеточные тучклеточные при воспалении. В мазке встречаются в 1,5-2 р. в п/зр. Клетки тучклеточные тучклеточные при воспалении. В мазке встречаются в 1,5-2 р. в п/зр.
Цилиндры	- Глициновые - роговые в бисек, образование капелек желтого пр. и, цилиндрической формы. - Зернистые - зернистая масса жел. цв. в 1,5-2 р. круп. мазок. - Восковидные - уретр. и влагалищные и зернистые. - Тучклеточные - уретр. и влагалищные и зернистые. - Эритроцитарные - жел. цв., при воспалении. - Лейкоцитарные - серого цвета, уретр. и влагалищные. - Ринитовые - при воспалении и тучклеточных клеток.	В мазке могут быть зернистые цилиндры (1-2 в препарате); Остатки цилиндров не обнаружены. Цилиндры - симптомы воспаления. Глициновые клетки подтверждают протеинурию, а лейкоцитарные эритроциты и желтые цилиндры и гематурия.
Кристаллы мочевой кислоты	Оседает крупными красными кристаллами, форма ромбическая, при уретр. и влагалищных.	Кристаллы мочевой кислоты, оседает крупными красными кристаллами, форма ромбическая, при уретр. и влагалищных.
Уреат	Самые мочевые кислоты, форма ромбическая, при уретр. и влагалищных.	Самые мочевые кислоты, форма ромбическая, при уретр. и влагалищных.
Оксиды	Самые мочевые кислоты, форма ромбическая, при уретр. и влагалищных.	Самые мочевые кислоты, форма ромбическая, при уретр. и влагалищных.
Аморфные фосфаты	Кальциевые и магниевые соли фосф. и-ти. Появляются при уретр. и влагалищных.	Кальциевые и магниевые соли фосф. и-ти. Появляются при уретр. и влагалищных.
Трипельфосфаты	Аммоний - основные фосфаты. Форма ромбическая, при уретр. и влагалищных.	Аммоний - основные фосфаты. Форма ромбическая, при уретр. и влагалищных.
Кислоты мочевые аммоний	Коричневые - желтые мазки с осадком.	Коричневые - желтые мазки с осадком.

Задача. Система ОАМ. Бревна заготовленные терпиками. Провести по плану.

№ 22. Мушкетер.

Кол-во	0,2 м.	
Убел	Крепкая гол	Н.
Реакция	pH = 7,0	Н.
Опт. п.	1,024	Н.
Белок	-	Н.
Гетеро	-	Н.
Уробилин	+++	Н.
Билирубин	-	Н.
Лейкоциты	0-3 в п/зр.	Н.
Триглицериды	ср. значение в пределах	Н.
Целизулы	-	Н.
Жировой маз.	небольшое кол-во	Н.
Жид. переносит	-	Н.
Жидкий холестерин	-	Н.
Слизь	-	Н.
Бактерии	-	Н.
Сем	ураты в небольшом кол-ве	Н.

Копия  
 соотношение белков  
 5,0-7,0  
 1,005-1,030  
 0,033 м  
 -  
 +  
 -  
 0-3 в п/зр. чм.; 2-5 в п/зр. в среднем.  
 Жировые 0-3 в пределах.  
 Жировые мажорные чистые, ост. -  
 Жидкий маз и переносит пр. белок  
 бел. от 50 в/р до 80 в п/з.  
 Жидкий холестерин не вступил.

Заключение: убел, "крепкая гол" (увеличение уробилина), уробилинурия, следовательно в возможной патологии гемолитическая желтуха.

Задача № 25

- Условия:
1. Камера Фунда-Резонанс
  2. 10 мл мочи.
  3. 1 мл (10000 мкл)
  4. Кол-во триглицеридов: 30 (Ег)
  5. Кол-во лейкоцитов: 50. (Л)

Решение:

$$X(\text{Ег}) = \frac{30 \cdot 1000}{3,2 \cdot 10} = 937,5$$

$$X(\text{Л}) = \frac{50 \cdot 1000}{3,2 \cdot 10} = 1562,5$$

Заключение: Ег - N, Л - N.

Задача № 31.

- Условия:
1. Камера Горька.
  2. 10 мл мочи.
  3. 1 мл (10000 мкл).
  4. Кол-во тр.: 25
  5. Кол-во лейкоц.: 20

Решение:

$$X(\text{Ег}) = \frac{25 \cdot 1000}{0,9 \cdot 10} = 2777,8$$

$$X(\text{Л}) = \frac{20 \cdot 1000}{0,9 \cdot 10} = 2222,2$$

Заключение: Ег - P, Л - P. Триглицериды, лейкоциты.

# Микроскопическое исследование среза мочи.

## Ориентировочный метод.

Принцип метода: микроскопия нативных (неокрашенных) препаратов осадка мочи утренняя порция мочи.

Реактивы и оборудование: Центрифужная пробирка, пипетка, чашечка и предметное стекло, микроскоп, центрифуга.

Ход проведения:

- Налить в центрифужную пробирку 10 мл мочи.
- Центрифугируем 5 мин. при 2000 оборотах.
- Слить мочу и исследовать осадок, отцентрифугованную пробирку.
- Пипеткой нанести небольшое кол-во осадка, стараясь захватить мпк. кол-во мочи.
- Доливают одну небольшую каплю осадка на предметное стекло, покр. его покр.
- Микроскопируем.

Условия микроскопии:

- Препарат изучаем вначале под микротом увеличением микроскопа:
  - объектив 8x, окуляр 7x или 10x), а затем - под большим увеличением: объектив 40x, окуляр 7x или 10x, с помощью конденсера.
- Для микроскопии просматриваем препарат и убедившись в опт. узле зрения можно начать исследование препарата по объективной схеме (линии Мейера):



## Исследование осадка мочи по Келли-Поренко (6-7 мл мочи)

1. В ОАМ не входит.
2. Цель назначения:
  - Подтверждение стеноза сосуда если есть;
  - Подтвердить или опровергнуть воспалительные заболевания (сифилис, лейкоцитурия, гематурия).

Принцип метода: Определение кол-ва форменных элементов (эритроцитов, лейкоцитов, цилиндров) в 7 мл мочи с помощью световой камеры.

Ход исследования:

- Супер-е рт мочи;
- Мочу тщательно перемешивают;
- Наливают около 10 мл мочи (если мочи мало, можно взять 5 мл) в чаш. чаш. проб.
- Центриф. 5 мин при 2000 оборотах.
- Пипеткой снимаем небольшое количество, оставшее 0,5 мл, если осадок маленький, и 1 мл, если осадок большой.
- Подготавливаем к работе световую камеру Фукса - Розенталя
- Перемешиваем осадок и заливаем световую камеру.
- Ждем 1-2 мин, чтобы осадок оформился.
- Подготавливаем объективно эритроциты, лейкоциты и цилиндры по всей сетке.

Условия микроскопии: окуляр 7x или 10x, объектив 40x; конденсатор опущен, диафрагма прикрыта.

Расчет объема по формуле:

$$X = \frac{A \times 500(1000)}{100} \cdot 3,2 \cdot 5(10) = \text{кол-во мочи в 7 мл центрифугированной в мл}$$

Нормы:

Er: 0-1000

Ц: 0-2000

Цилиндров - 1 на 4 камеры Горелова или на 1 камеру Р-Р.

# Организация рабочего места.

ОАЭ:

- ширина  $r_{\text{шир}}$ , высота;
- фронтальный и боковой;
- темнота: не светит, не ярк., не устал., блещет.

Безопасность:

- 20% ССЗ;
- работа в вариантах;
- 3% ССЗ;
- физ. р. р.
- температур. р. р.
- радиационный р. р.
- Вред факторы.

Гигиена:

- работа Г-А;
- 10% р. р. радионуклеидов; (не)
- физ. факторы.
- факторы: свет, звук, РЧК, блещет 600.

Микроклимат:

- покрытие и предметные стекла;
- влажность;
- ультрафиолет;
- вентиляция.

# Практическая работа.

## Физические св-ва

Образец №3, Амурево, Г-А, Гемере.

Количество/сум. жиров	250 мг / 700 мг	н.
Цвет	мелкие пятна	н.
Прозрачность	мутная	
Осадки	—	
Реакция	щелочная	н.
Опт. плотность	1,011	н.

## Лимфические св-ва

Белок	+ $\epsilon = 0,136$ , $e \Rightarrow 0,952/a$	н.
Глюкоза	—	н.

## Доп. исследование

Кетоновые тела	
Уробилин	
Билирубин	
Красная пигмент	$\neq \geq 250$ мг/мл н.

## Микробиологическое исследование

Энтерококковые кокки	
Эритроциты	90. $\frac{10000}{0,9 \cdot 5}$ в.м. н.
Лейкоциты	20. $\frac{222,2}{0,9 \cdot 5}$ в.м. н.
Цилиндры	—
Спи, слизи, бактерии	—

$$X(\epsilon) = \frac{90 \cdot 500}{0,9 \cdot 5} = 10000 \quad X(\alpha) = \frac{20 \cdot 500}{0,9 \cdot 5} = 2222,2$$

Заключение: цвет "мелкие пятна", щелочная реакция, прозрачность, эритроцитурия (макрогематурия), лейкоцитурия, все указывает вьет о возможной патологии: цистит.

5 день учебной практики. Исследование желудочного сока.

Задание №1. Составить таблицу характеристики компонентов кислотности и индикаторов для них.

Компоненты кислотности (хар-ка)	Индикатор	Квакие индик-ре
Свободная HCl - часть соляной кислоты, которая находится в желудке в виде гидрохлоридной ионов водорода и хлора.	Диметилсульфо-азобензол	В присутствии свободной HCl он имеет красный цвет, а в ее отсутствии - белый - оранжевый цвет сали
Связанная HCl - часть HCl, которая находится в желудочном соке в виде гидрохлоридной ионов хлора, связанных с белком.	Амизоринсульфо-новокислый натрий.	В кислой среде имеет желтый цвет, а при нейтрализации всех кислых факторов, кроме связанной HCl - фиолетовый.
Общая кислотность - сумма всех кислородериватов в желудочном соке (своб- HCl + связ HCl + кислотный остаток).	Фенкарталин	В кислой среде - фиолетовый, в щелочной имеет розовый цвет.

+ Кислотный остаток

Задание №2. Методы исследования желудочной секреции:

- Зондовые:
  - Функциональный способ паут-я жел. сока с помощью темпостойкой пилы жел. поворотно;
  - Функциональный - зондовый.
  - Диметрический метод измерения pH.
- Беззондовые методы:
  - тест-ацетат-тест;
  - радиоизотопная проба Соли;
  - метод с использованием поособенности среды

Задание №3. Рассчитать кислотность ЖС по Мижерини и Темперу (Дебит-тест)

Задание №32 (1 фаза, 4 порции)

37 (2 фазы, 4 порции) проб-сок

Фаза секреции	I	II	III	IV	Како жел. сока
45 мин.	9,0	11,0	11,5	12,0	20 мл.

Кислотность: Свободная HCl = (II - I) · 20; Свободная HCl = (11,0 - 9,0) · 20 = 40 ммоль/л (H)  
 Общая к-ть = (IV - I) · 20; Общая к-ть = (12,0 - 9,0) · 20 = 60 ммоль/л (H)  
 $\Sigma$  св. и св. HCl =  $\frac{IV + III}{2} - I$  · 20;  $\Sigma$  св. и св. HCl =  $\frac{12,0 + 11,5}{2} - 9,0$  · 20 = 55 ммоль/л  
 Кислотный остаток = Общая к-ть -  $\Sigma$  св. и св. HCl = 60 - 55 = 5 ммоль/л  
 Связанная HCl =  $\Sigma$  св. и св. - Своб-е = 55 - 40 = 5 ммоль/л (H)

Зондовые: Тирохиоридные

Фаза (60 мин)	I	II	III	IV
	12,0	13,5	15,0	15,0

Свободная HCl = (13,5 - 12) · 20 = 30 ммоль/л (H)  
 Общая к-ть = (IV - I) · 20 = (15 - 12) · 20 = 60 ммоль/л (H)  
 $\Sigma$  св. и св. =  $\frac{IV + III}{2} - I$  · 20 =  $\frac{15 + 15}{2} - 12$  · 20 = 60 ммоль/л  
 Кисл. остаток = Общая к-ть -  $\Sigma$  св. и св. HCl = 60 - 60 = 0  
 Связанная HCl =  $\Sigma$  св. и св. HCl - Своб-е = 60 - 30 = 30 ммоль/л (H)

Зондовые: Тирохиоридные

Все показатели кислотности в норме.

## Организация рабочего места:

Титрование:

- боретка, штатив, муфта, колба, тиосульфатная соль, воронка, зажимы, белый фон
- фенолфталеин;
- дистиллированная вода;
- анализ раствора и восстановление кельми нагрив.
- дистиллированная вода.

# Практические работы


Таблица I. Иллюстрация) + отп-е для к-ности

Уровень NaOH	I	II	III	IV
Экв. щелочи	5	6,2	6,4	7,2

Таблица II (По температуре) + отп. для к-ности

Уровень NaOH	I'	II'	III'	IV'	V'
Экв. щелочи	0	4,5	4,6	4,2	8,5

20°C №1




Кислотность 20°C №1:

Свободное HCl =  $(II - I) \cdot 20 = (6,2 - 5) \cdot 20 = 24$  ммоль/л  
 Сумма св. и об. HCl =  $\frac{(IV + III) - I}{2} \cdot 20 = \frac{(7,2 + 6,4) - 5}{2} \cdot 20 = 36$  ммоль/л  
 Общее к-т =  $(III - I) \cdot 20 = (6,4 - 5) \cdot 20 = 44$  ммоль/л  
 Связанное к-т =  $св. и об. - свобод. HCl = 36 - 24 = 12$  ммоль/л  
 Кислотный остаток =  $Общее к-т - свобод. и об. = 44 - 36 = 8$  ммоль/л

Свободное HCl = 24 ммоль/л (н)  
 Сумма св. и об. HCl = 36 ммоль/л  
 Общее к-т = 44 ммоль/л (н)  
 Связанное к-т = 12 ммоль/л н.  
 Кислотный остаток = 8 ммоль/л

Заключение №1: индикаторная

20°C №2




Кислотность 20°C №2:

Свободное к-т =  $(II' - I') \cdot 20 = (4,5 - 0) \cdot 20 = 90$  ммоль/л  
 Общее к-т =  $(III' - I') \cdot 20 = (4,6 - 0) \cdot 20 = 92$  ммоль/л  
 Связанное к-т =  $[(III' - I') - (II' - I')] \cdot 20 = [4,6 - 0] - [4,5 - 0] \cdot 20 = 1$  ммоль/л  
 Возвратное к-т =  $(IV' - III') \cdot 20 = (8,5 - 4,6) \cdot 20 = 78$  ммоль/л

Свободное к-т = 90 ммоль/л (н)  
 Общее к-т = 92 ммоль/л (н)  
 Возвратное к-т = 78 ммоль/л н

Заключение №2: температура

20°C №3:



цвет поменялся (кислотность)

→ присутствие слабой кислоты

Заключение №3: присутствие слабой кислоты → реакция



## 2/4 семестр

## ЛИСТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования.	Количество исследований по дням практики.						итого
	1	2	3	4	5	6	
изучение нормативных документов	3						3
прием, маркировка, регистрация биоматериала.	4	3	3	1	1	3	15
организация рабочего места	+	+	+	+	+	+	6
- Определение физических свойств мочи: - количество - цвет, - прозрачность, - осадки и реакцию мочи (с помощью универсальной индикаторной бумаги и с жидким индикатором по Андрееву).	3	3	3	1	1		11
Проба Зимницкого	1						1
Определение белка в моче		3	3	1	1		8
Определение глюкозы в моче		3	3	2	1		8
Обнаружение ацетоновых тел в моче							
Определение уробилина и билирубина			1				1
Приготовление препаратов для микроскопии осадка мочи				2	2		4
Микроскопия осадка мочи				2	2		4
Определение свойств мочи на анализаторе							
Определение кислотности желудочного сока методами Михаэлиса и Тепфера.						2	2
Определение кислотной продукции желудка.						2	2
Обнаружение молочной кислоты в желудочном соке						3	3
регистрация результатов исследования	+	+	+	+	+	+	6
утилизация отработанного материала	+	+	+	+	+	+	6

## ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Ф.И.О. обучающегося Максимовой Вера Александровна

группы 223 специальности Лабораторная диагностика

Проходившего (ей) учебную практику

с 11.06 по 17.06 2022г

За время прохождения практики мною выполнены следующие объемы работ:

### 1. Цифровой отчет

№	Виды работ	Кол-во
1.	-изучение нормативных документов, регламентирующих санитарно-противоэпидемический режим в КДЛ:	2
2.	- прием, маркировка, регистрация биоматериала. -определение физических свойств мочи. - определить: количество, цвет, прозрачность, осадки и реакцию мочи (с помощью универсальной индикаторной бумаги и с жидким индикатором по Андрееву). - подготовить рабочее место для исследования мочи по Зимницкому; - провести и оценить пробу Зимницкого.	4
3.	- приготовление реактивов, подготовка оборудования, посуды для исследования	2
4.	- провести качественное определение белка в моче; -определить количество белка методом Брандберга-Робертса-Стольникова. - определить количество белка в моче турбидиметрическим методом с 3% ССК.-определить количество белка в моче с Пирагололовым красным. - определить наличие глюкозы в моче методом Гайнеса-Акимова и с помощью экспресс-тестов. - провести качественное и количественное определение белка и глюкозы в моче. - выявить наличие ацетоновых тел в моче пробой Ланге, экспресс-тестами. - определить уробилин в моче пробой Флоранса и экспресс-тестами; - определить билирубин в моче пробой Розина, Гаррисона-Фуше и экспресс-тестами. - определить наличие кровяного пигмента в моче амидопириновой пробой и экспресс-тестами. - приготовить препарат для ориентировочного исследования осадка мочи; - подсчет количества форменных элементов в 1мл мочи; - работа на анализаторе мочи; - определение кислотности желудочного сока методом Михаэлиса и Тепффера (титрование). - определение кислотной продукции желудка. - обнаружение молочной кислоты в желудочном соке. - определение ферментативной активности желудочного сока.	16
5	Регистрация результатов исследования.	2
6	проведение мероприятий по стерилизации и дезинфекции лабораторной посуды, инструментария, средств защиты; - утилизация отработанного материала.	6

## 2. Текстовой отчет

1. Умения, которыми хорошо овладел в ходе практики: закрепление уже изученных: определение коллоидного и мезофильного белка в моче; кислотно-щелочное определение мочевого; биохимические реакции респираторных методов исследования мочи; приготовление препаратов для микроскопии и непосредственно микроскопическое исследование препаратов; определение кислотности мочевой кислоты методами Шейнмана и Тендлера (титрование); определение кислотности в мочевой кислоте.

2. Самостоятельная работа: - Организация рабочего места; определение функций мочи, проведение всех методов, регистрация результатов исследования, утилизация отработанного материала.

3. Помощь оказана со стороны методических и непосредственных руководителей: Помощь в оформлении дневника, общее руководство проверкой объективных исследований, контроль при проверке методов объективных исследований.

4. Замечания и предложения по прохождению практики:

Замечаний и предложений нет.

Общий руководитель практики

(подпись)

Букарова Е.Н.

(ФИО)

М.П. организации

ХАРАКТЕРИСТИКА

Александров Александр Александрович

Ф.И.О

обучающийся (ая) на 2 курсе по специальности СПО 31.02.03 Лабораторная диагностика

успешно прошел (ла) учебную практику по профессиональному модулю:

**Проведение лабораторных общеклинических исследований**

МДК 01.01. **Теория и практика лабораторных общеклинических исследований**

в объеме 36 часов с «11» июня 2022 г. по «17» июня 2022 г.

в организации Фармацевтический колледж

наименование организации, юридический адрес

За время прохождения практики:

№ ОК/ПК	Критерии оценки	Оценка (да или нет)
ОК.1	Демонстрирует заинтересованность профессией	да
ОК. 2	Регулярное ведение дневника и выполнение всех видов работ, предусмотренных программой практики.	да
ПК.1.1	При общении с пациентами проявляет уважение, корректность т.д.	да
ПК1.2	Проводит исследование биологического материала в соответствии с методикой, применяет теоретические знания для проведения исследований.	да
ПК1.3	Грамотно и аккуратно проводит регистрацию проведенных исследований биологического материала.	да
ПК1.4	Проводит дезинфекцию, стерилизацию и утилизацию отработанного материала в соответствии с регламентирующими приказами.	да
ОК.6	Относится к медицинскому персоналу и пациентам уважительно, отзывчиво, внимательно. Отношение к окружающим бесконфликтное.	да
ОК 7	Проявляет самостоятельность в работе, целеустремленность, организаторские способности.	да
ОК 9	Способен освоить новое оборудование или методику (при ее замене).	да
ОК 10	Демонстрирует толерантное отношение к представителям иных культур, народов, религий.	да
ОК.12	Оказывает первую медицинскую помощь при порезах рук, попадании кислот ; щелочей; биологических жидкостей на кожу.	да
ОК.13	Аккуратно в соответствии с требованиями организует рабочее место	да
ОК14	Соблюдает санитарно-гигиенический режим, правила ОТ и противопожарной безопасности. Отсутствие вредных привычек. Участвует в мероприятиях по профилактике профессиональных заболеваний	да

«17» июня 2022 г.

Подпись непосредственного руководителя практики

Бугаева Е.Н.

/ФИО, должность

Подпись общего руководителя практики

[Подпись]

/ФИО, должность

М.П.

## **1.Перечень вопросов к дифференцированному зачету по учебной практике:**

1.Физико-химические исследования, входящие в общий анализ мочи. Правила сбора мочи на общий анализ. Физические свойства мочи в норме и изменение их при патологии.

2.Исследование мочи по Зимницкому. Правила сбора мочи для проведения пробы, ход работы, расчет. Результаты пробы Зимницкого в норме и при патологии.

3.Определение наличия белка в моче пробой с 20% раствором сульфосалициловой кислоты и с помощью экспресс- тестов. Принцип, ход работы, оценка результатов качественного определения белка в моче.

Причины и виды протеинурии.

4. Определение количества белка в моче турбидиметрическим методом с 3% сульфосалициловой кислотой. Принцип метода, реактивы, ход определения, расчет.

5. Определение количества белка в моче с пирогалловым красным. Принцип метода, реактивы, ход определения, расчет.

6. Определение физических свойств, глюкозы и ацетоновых тел в моче (с помощью экспресс - тестов). Принцип, ход работы, оценка результатов, специфичность определения глюкозы в моче индикаторной бумагой типа «Глюкотеста». Причины и виды глюкозурии, ацетонурии.

7. Определение физических свойств, уробилина, билирубина и кровяного пигмента в моче (с помощью экспресс - тестов). Правила работы с диагностическими тест - полосками. Причины уробилинурии, билируинурии, гемоглобинурии.

8. Приготовление препарата для микроскопического исследования осадка мочи ориентировочным методом. Результаты микроскопии осадка мочи в норме. Причины и виды гематурии.

9. Приготовление препарата для микроскопического исследования осадка мочи по Нечипоренко. Правила сбора мочи для исследования, принцип метода, ход работы, расчет, нормальные величины. Причины лейкоцитурии.

10. Определение физических свойств в моче (с помощью анализатора мочи).

11. Методы исследования желудочной секреции.

12. Строение и функции желудка.

13. Состав желудочного сока в норме и при патологии.

14. Физические свойства желудочного сока в норме и при патологии.

15. Часовое напряжение секреции желудка: определение, нормальные величины в разные фазы желудочной секреции, причины изменения.

16. Виды кислотности желудочного сока, методы ее определения.

17. Характеристика общей кислотности желудочного сока: состав, индикатор на общую кислотность, нормальные величины в разные фазы желудочной секреции, расчет.
18. Характеристика свободной соляной кислоты и желудочного сока: состав, индикатор на свободную HCl, нормальные величины в разные фазы желудочной секреции, расчет.
19. Характеристика связанной соляной кислоты желудочного сока: состав, индикатор на свободную HCl, нормальные величины в разные фазы желудочной секреции, расчет при титровании методом Михаэлиса и Тепффера.
20. Индикаторы для определения общей кислотности, свободной и связанной соляной кислоты желудочного сока, их цвет в разных условиях.
21. Определение кислотности желудочного сока методом Михаэлиса: принцип, реактивы, ход определения, расчет.
22. Определение кислотности желудочного сока методом Тепффера: принцип, реактивы, ход определения, расчет.
23. Фракционный метод зондирования желудка.
24. Фазы желудочной секреции.
25. Схема фракционного зондирования желудка с капустным отваром.
26. Схема фракционного зондирования желудка с гистамином.
27. Результаты микроскопического исследования желудочного сока в норме и при патологии.
28. Беззондовые методы исследования желудочной секреции.
29. Дебит-час соляной кислоты: определение, нормальные величины в разные фазы желудочной секреции, причины изменения.
30. Определение дефицита соляной кислоты в желудочном соке. Молочная кислота в желудочном соке: причины проявления, диагностическое значение, методы обнаружения.

#### **4.2. Перечень зачетных манипуляций:**

##### **2/4 семестр**

1. Определение физических свойства мочи.
2. Определение наличие белка в моче кольцевой пробой Геллера.
3. Определение наличие белка в моче пробой с сульфосалициловой кислотой.
4. Определение количества белка в моче турбидиметрическим методом с сульфосалициловой кислотой.
5. Определение наличия глюкозы в моче пробой Гайнеса - Акимова.
6. Проведение пробы на белок и глюкозу в моче с помощью экспресс - тестов.
7. Проведение определения глюкозы и ацетоновых тел в моче с помощью экспресс - тестов.

8. Проведение определения уробилина и билирубина в моче с помощью экспресс - тестов.
9. Приготовление препарата для микроскопического исследования осадка мочи ориентировочным методом.
10. Проведение самостоятельного исследования мочи на анализаторе.
11. Определение кислотности желудочного сока методом Михаэлиса.
12. Определение кислотности желудочного сока методом Тепфера.
13. Проведение пробы на наличие молочной кислоты в желудочном соке.